

腰の活動量を利用した睡眠・覚醒判定の信頼性 ~OSASとうつ病患者による検討~





向當 さや香1, 田口 勇次郎1, 榎本 みのり2, 遠藤 拓郎3, 三島 和夫2

1キッセイコムテック株式会社 メディカルシステム事業部 2国立精神・神経センター精神保健研究所 精神生理部 3スリープクリニック調布

背景と目的

体幹の動きである"腰の活動量"を利用した睡眠・覚醒判定 アルゴリズムを開発した。健常人では、PSG視察判定との-致率が86.9%であり、信頼性を確保したと考えられた。

今回は、睡眠障害を持つ患者に対しての信頼性を調査し、ア ルゴリズムの臨床における実用性について考察した。


結論

健常人だけでなく、睡眠障害を持つ患者に対して も、睡眠・覚醒判定結果の信頼性がある。


ただし、OSAS重症患者への使用には注意が必要。

PSG視察判定との一致率は、80.3% (n=153)


覚醒判定の方法



視察判定との比較



-致率の平均は $80.3 \pm 15.7\%$



約8割のデータにて 睡眠効率が ±20%以内で一致している

<疾患別> 致率(%)

ほとんどの疾患で、一致は80%程度である。 ただし、OSAS中~重度の患者では一致が下がる。

<年齢別> =215 (健常者+患者含む) - 平均値

加齢による差は認められない

睡眠時の活動量

Jング256Hzで収録可能な加速度センサを腹部に貼り付け、行動計と同時計測を行った。




腹部の小さいが急激な動きに対して、 行動計の加速度センサが反応している

考察

睡眠障害を持つ患者に対して、睡眠・覚醒判定結 果の信頼性があると考えられる。

ただし、OSAS重症患者の場合・・・

重症度が改善することで一致率は回復する



主観評価等による事前情報に注意する必要があると思われる。